



Think ahead.

Tork kosz na odpady

226100



Opis

20-litrowy kosz Tork na odpady sprawdzi się w niemal każdej łazience. Może zostać zamontowany na ścianie w dogodnym miejscu.

- Praktyczna konstrukcja mini pozwala zaoszczędzić przestrzeń
- Łatwa konserwacja i kilka opcji montażu zapewniają czysty wygląd
- Średnie natężenie ruchu

Certyfikaty produktu



Szczegóły produktu

Wysokość produktu (bez opakowania)	43 cm
Materiał dozownika	plastic
Szerokość produktu (bez opakowania)	20,5 cm
Długość/głębokość produktu (bez opakowania)	32,2 cm
System	B2

Informacje o opakowaniu

	Jednostka konsumencka (CON)	Jednostka transportowa (TRP)	Paleta (Pal)
EAN	7310792261002	7310792261002	7322540217278
Materiał opakowaniowy	Carton	Carton	-
Sztuki	1	1 (1 CON)	48 (48 TRP)
Wysokość	379 mm	379 mm	1 666 mm
Długość	216 mm	328 mm	1 200 mm
Szerokość	328 mm	216 mm	800 mm
Waga brutto	1 739 g	1,74 kg	83,47 kg
Waga netto	1 478 g	1,48 kg	70,94 kg
Objętość	26,85 dm ³	26,85 dm ³	1,29 m ³
Warstwy na palecie	-	-	4
TRP na warstwę	-	-	12



Think ahead.

Tork kosz na odpady

226100

Kompatybilne produkty



Tork Bin Liner 20L
204020