



Opis

Nowoczesne wzornictwo, gładka powierzchnia i harmonijne linie, które idealnie komponują się z każdą łazienką. Stwórz doskonałe wrażenie i zadbaj o nieskazitelny wizerunek swojego lokalu. Wykonany ze stylowej stali nierdzewnej i pokryty warstwą zabezpieczającą przed zostawianiem odcisków palców – elegancki i zawsze czysty.

- Dozowanie po jednym odcinku zapewniające wyższy poziom higieny
- Smukły dozownik, który można dyskretnie umieścić na ścianie lub blacie, aby zachować walory estetyczne pomieszczenia
- Średnie natężenie ruchu
- Dozowanie pojedynczych odcinków

Certyfikaty produktu



Szczegóły produktu

Wysokość produktu (bez opakowania)	25,6 cm
Materiał dozownika	Metal /Plastic
Szerokość produktu (bez opakowania)	13,6 cm
Długość/głębokość produktu (bez opakowania)	6,7 cm
System	F1

Informacje o opakowaniu

	Jednostka konsumencka (CON)	Jednostka transportowa (TRP)	Paleta (Pal)
EAN	7322540782370	7322540782356	7322540785746
Materiał opakowaniowy	Plastic	Carton	-
Sztuki	1	6 (6 CON)	360 (60 TRP)
Wysokość	154 mm	322 mm	1 760 mm
Długość	85 mm	288 mm	1 200 mm
Szerokość	256 mm	263 mm	800 mm
Waga brutto	555,2 g	3,76 kg	225,78 kg
Waga netto	460 g	2,76 kg	165,6 kg
Objętość	3,35 dm ³	24,39 dm ³	1,46 m ³
Warstwy na palecie	-	-	5
TRP na warstwę	-	-	12



Think ahead.

Tork dozownik na chusteczki higieniczne

460013

Kompatybilne produkty



Tork Facial Tissues Prem ES 2p 100
140280